ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ

9 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύντομος οδηγός για τη σύσταση στον πάγκο. Οι εννέα οδηγίες που ακολουθούν καλύπτουν τα συνηθέστερα ερωτήματα των καταναλωτών και εξασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα λεύκανσης με ασφάλεια για την αδαμαντίνη και τα ούλα.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

01 Ιδανική ώρα εφαρμογής: **πριν τον βραδινό ύπνο**.

02 Χωρίς βούρτσισμα **30 λεπτά πριν και 30 λεπτά μετά** την αγωγή.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

03 **2 ταινίες ημερησίως**: μία στην άνω και μία στην κάτω οδοντοστοιχία.

04 Εφαρμογή **μπροστά σε καθρέπτη** για σωστή τοποθέτηση στα δόντια.

05 Πάντα σύμφωνα με τις **εσώκλειστες οδηγίες** της συσκευασίας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

06 Αποφυγή έντονων χρωστικών για λίγες ώρες: **καφές, τσάι, κρασί, τσιγάρο**.

07 Προαιρετική συντήρηση αποτελέσματος: **6–12 ταινίες μηνιαίως**.

ΠΡΟΣΟΧΗ — ΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΜΕ

08 Σε περίπτωση **ευαισθησίας**, διακοπή της χρήσης.

09 Για **παθολογικές καταστάσεις της στοματικής κοιλότητας**, σύσταση επίσκεψης στον οδοντίατρο.

Οι ταινίες Xwhite® είναι **χωρίς υπεροξείδιο** και κατάλληλες για ευαίσθητα δόντια και ευαίσθητα ούλα. Κλινικά τεκμηριωμένη ασφάλεια για αδαμαντίνη, ούλα και δόντια.



ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σκανάρετε με την κάμερα του κινητού.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 5 ΒΗΜΑΤΑ



01 Αφαιρέστε την ταινία με στεγνά χέρια.



02 Υγράνετε τα δόντια με τη γλώσσα.



03 Εφαρμόστε σταθερά στα δόντια.



04 Αφήστε την να διαλυθεί.



05 Ξεπλύνετε και απολαύστε το χαμόγελό σας.



EXPRESS

4 ΗΜΕΡΕΣ · ΕΩΣ 5 ΤΟΝΟΥΣ

Για άμεσο, ορατό αποτέλεσμα πριν από ένα ραντεβού ή μια εκδήλωση.



INTENSIVE

7 ΗΜΕΡΕΣ · ΕΩΣ 6 ΤΟΝΟΥΣ

Εντατική αγωγή — έως 6 τόνους με χρήση 7 ημερών.